

リライトカードを使った透析患者向け

●●● 体重管理システム ●●●



書き換え可能な
カードを診察券に
して体重管理。
透析治療に
必要な情報を
アウトプット!




券
察
診


○○○○ 62/12/29 B(-) 64.48kg
連絡先 080-0000-1000 048-555-5555
ファセッツクリニック 042-111-1111
感染症 HBsAg(-)/TPHA(-)/HCV(-)
ダイアライザ FB-150H
血液流 200ml/min 総2000IU/4. OH
抗凝固剤 ヘパリンNa
透析曜日 月曜日、火曜日
透析液 リンパックTA1
穿刺針 A・Vア・ガ イル(クランクチューブ付)17G
シャント左前腕
透析開始 13/8/15 測定 19/7/09

ファセッツクリニック



診察券を提示すれば、
災害非常時に行きつけの
病院に行けなくなっても
どこでも透析が
受けられます!





リライトカード 診察券

診察券の代わりにリライトカードを使用。
受付時にリライトカード診察券を提示し、体重の記録が取れます。
患者の体重の推移も画面で見ることができます。

体重計接続中 カード管理接続中 保険証番号 1542895


受診者名 林谷 信二 患者番号 6
男 43才
体重を測定して下さい

前回正味体重
測定日時 2023年6月12日 14時40分 (月)
体重 70.42kg

前々回正味体重
測定日時 2023年6月08日 12時43分 (木)
体重 73.24kg

3日前正味体重
測定日時 2023年6月07日 14時59分 (水)
体重 70.42kg

測定体重 0.00Kg
正味体重 0.00Kg
風袋 0.00Kg



透析治療情報 内容を自由に登録

リライトカードに書かれる患者の透析治療の情報内容はソフトウェアの画面から自由に登録ができます。

透析情報の項目名(印刷はされません)	実際に印字する透析情報の項目名(上限1)
4行目	治療法
5行目	原疾患
6行目	メインの医療機器
7行目	抗凝固剤の種類
8行目	感染症の有無
9行目	禁忌
10行目	シャント
11行目	透析を行う曜日



災害対応

かかり付けの病院、クリニックが震災、災害等にあっても使えなくても透析治療の情報が書かれてある診察券を提示すれば、どこでも透析治療が可能となります。


カードライター(KSR3000)

PET全面ロイコカード



※1000枚からの発注となります。

構成図



RS232C出力ポートを持つ体重計にシリアル⇒USB変換ケーブルでパソコンと接続、パソコンと診察券に測定体重を記録、パソコンとカードライターはUSBケーブルにて接続。

透析患者の情報をエクセルファイル、CSVファイルに落とし込めば、本システムのデータベースへの登録が可能となります。



開発販売元



Facets Solutions Co., Ltd.

ファセッツソリューションズ株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-35-17 長谷川ビル401

TEL : 03-6300-4388 FAX : 03-6300-4389

MAIL : info@facets-sol.com URL : https://www.facets-sol.com